

## 智慧机房 V2.0 - 功能 #2093

功能 # 2042 (调试中): OM-100非定位漏水传感器

### 7、高温测试

2019-02-18 17:51 - 张定岩

状态:	完结	开始日期:	2019-03-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-03-11
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
放入高温箱进行高温测试			

#### 历史记录

#1 - 2019-03-02 15:18 - 张定岩

- % 完成 从 0 变更为 30

今天开始进入高温测试阶段 高温测试的模块编号分别为：4,5 一共两个模块。

#2 - 2019-03-04 10:46 - 张定岩

高温环境中，两个模块无异常

#3 - 2019-03-06 11:15 - 张定岩

- 文件 OM-100非定位漏水传感器高温测试报告.xlsx 已添加

高温测试已经完成，在高温下漏水模块能和主机正常通讯，并能检测到漏水告警。恢复常温后，漏水模块也能正常工作。

#4 - 2019-03-06 11:16 - 张定岩

- % 完成 从 30 变更为 100

2个模块都正常

#5 - 2019-04-12 10:15 - 张定岩

- 状态从 新建 变更为 调试中

#6 - 2019-05-10 14:02 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

#### 文件

OM-100非定位漏水传感器高温测试报告.xlsx

162 KB

2019-03-06

张定岩